

Anticuerpo Policlonico Anti-Ppie De Conejo Para Wb, Ip, Elisa - Q9Unp9

Número de artículo: CM0026161



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-PPIE de conejo de alta calidad validado para WB, IP y ELISA. Reacciona con humano y ratón. La peptidil-prolil cis-trans isomerasa E participa en el splicing de pre-ARNm y la isomerización de prolina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPIE Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CYP33, CYP-33, PPIE
Especie	Humano
GeneID (humano)	10450
GeneID	10450
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-301 de la PPIE humana (NP_006103.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UNP9
Peso Molecular	33kDa
Envío	Bolsa de hielo