


## Anticuerpo Policlonal Anti-Ppif (Ciclofilina D) Para Wb Y Elisa - P30405

Número de artículo: CM0027246



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PPIF humano (Ciclofilina D), validado para Western blotting (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para la investigación del poro de transición de permeabilidad mitocondrial y la apoptosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PPIF Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | CYP3, CypD, Cyp-M, Cyp-D                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 10105                                                                                                                             |
| GeneID              | 10105                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-207 del PPIF humano (NP_005720.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                             |
| SWISS               | P30405                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 22kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |