


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppif Para Wb Y Elisa - P30405

Número de artículo: CM0030568



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PPIF humana (Ciclofilina D), adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Dirigido contra la proteína de la matriz mitocondrial involucrada en la regulación del poro de transición de permeabilidad y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPIF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CYP3; CypD; CyP-M; Cyp-D; PPIF
Especie	Humana
GeneID (humana)	10105
GeneID	10105
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-207 de PPIF humana (NP_005720.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P30405
Peso proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo