

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppl Para Wb, If/Icc, Elisa - O60437

Número de artículo: CM0030154



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la periplaquina (PPL), validado para WB, IF/ICC y ELISA en humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de la envoltura cornificada de queratinocitos y desmosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PPL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5493
GeneID	5493
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60437
Peso Proteico	205kDa
Envío	Bolsa de hielo