

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ppm1A Para Wb, Elisa - P35813

Número de artículo: CM0002212



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-PPM1A de conejo validado para aplicaciones de WB y ELISA, dirigido contra la PPM1A/PP2C-alfa humana, una fosfatasa de las vías de TGF-beta y NF-kB. Apto para investigación y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPM1A mAb de conejo
Observaciones/Alias	PP2CA; PP2Calpha; PP2C-ALPHA; PPM1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5494
GeneID	5494
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-382 de la PPM1A humana (NP_066283.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P35813
Peso Molecular de la Proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo