

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppm1A Para Wb, If/Icc, Elisa - P35813

Número de artículo: CM0025879



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PPM1A para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta PPM1A humano, de ratón y de rata (PP2C α , 42 kDa). Ideal para estudios de señalización de TGF-beta y NF-kB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPM1A Conejo pAb
Observaciones/Alias	PP2CA; PP2Calpha; PP2C-ALPHA; PPM1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5494
GeneID	5494
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 161-370 de PPM1A humano (NP_005029.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35813
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo