

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ppm1E Para Wb, Elisa - Q8Wy54

Número de artículo: CM0009911

Introducción

Anticuerpo monoclonal dirigido contra PPM1E humano (POPX1/CaMKP-N) para Western blot y ELISA. Validado para reactividad cruzada humana. Útil en estudios de señalización de la quinasa CaM, desfosforilación de PAK y descomposición del estrés de las fibras de actina. Peso molecular predicho: 84 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo PPM1E
Observaciones/Alias	POPX1, PP2CH, caMKN, CAMKPN, CaMKP-N, PPM1E
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22843
GeneID	22843
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 de PPM1E humano (Q8WY54))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8WY54
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo