

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppm1F Para Wb, Elisa - P49593

Número de artículo: CM0015897

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta especificidad que se dirige a PPM1F humano (fosfatasa de CaM-quinasa), adecuado para Western blot y ELISA. Ideal para estudios de apoptosis y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPM1F Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAMKP; FEM-2; POPX2; hFEM-2; CaMKPase; PPM1F
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9647
GeneID	9647
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-190 de PPM1F humano (NP_055449.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P49593
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo