

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ppm1j Para Wb Y Elisa - Q5Jr12

Número de artículo: CM0018296

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra PPM1J (PP2C-zeta) humano para WB y ELISA. Validado con inmunógeno recombinante. Reacciona de forma cruzada con ratón. UniProt Q5JR12. Ideal para investigación sobre la proteína fosfatasa 1j, una fosfatasa de Ser/Thr implicada en la señalización celular. Apto para Western blot y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPM1J Rabbit pAb
Notas/Alias	PP2CZ, PPP2CZ, PP2Czeta, PP2C-zeta, PPM1J
Especie	Humano
GeneID	333926
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-260 de PPM1J humano (NP_005158.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5JR12
Peso Molecular	55kDa
Envío	Bolsa de hielo