


## Anticuerpo Policlonal Anti-Ppme1 Para Wb Y Elisa - Q9Y570

Número de artículo: CM0017148



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PPME1 (PME-1), adecuado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Detecta la proteína fosfatasa metilesterasa 1, un regulador clave de la metilación y actividad de PP2A.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PPME1 Rabbit pAb                                                                                                                                           |
| Observaciones/Alias | PME-1; ABDH19; PPME1                                                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)     | 51400                                                                                                                                                      |
| GeneID              | 51400                                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante   Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 del PPME1 humano (NP_057231.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                        |
| SWISS               | Q9Y570                                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 42kDa                                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                             |