

Anticuerpo Policlonal Anti-Ppp1Ca Para Wb, If/Icc, Elisa - P62136

Número de artículo: CM0018989



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PPP1CA humana (subunidad catalítica PP1alfa). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. PM 38kDa. Ideal para investigación de señalización de fosfatasa y vía MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	PPP1CA Conejo pAb
Observaciones/Alias	PP1A, PP-1A, PPP1A, PP1alfa, PPP1CA
Especie	Humano
ID del Gen	5499 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-330 de la PPP1CA humana (NP_002699.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62136
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo