

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ppp1Ca Para Wb, If/Icc, Elisa - P62136

Número de artículo: CM0006438



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra PPP1CA humana (subunidad catalítica PP1-alfa). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para la investigación de fosfatasa en el ciclo celular, transcripción y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP1CA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; PPP1CA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5499
GeneID	5499
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 230-330 de PPP1CA humana (NP_002699.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62136
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo