

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppp1Ca Para Wb - P62136

Número de artículo: CM0016319



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PPP1CA humana (PP1-alfa), adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para estudios sobre señalización de fosfatasa, ciclo celular y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPP1CA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alfa; PPP1CA
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5499
ID del gen	5499
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 230-330 de PPP1CA humana (NP_002699.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62136
Peso molecular de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo