


Anticuerpo Policlonal Anti-Ppp1R12A Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14974

Número de artículo: CM0014276



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PPP1R12A (MYPT1), validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Regulador clave de la fosfatasa de miosina y el complejo PPP1C.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP1R12A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MBS; GUBS; M130; MYPT1; PPP1R12A
Especie	Humano
GeneID	4659
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del PPP1R12A humano (NP_002471.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14974
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo