


Anticuerpo Policlonal Anti-Ppp1R12A Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14974

Número de artículo: CM0028272



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PPP1R12A (MYPT1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de miosina fosfatasa y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP1R12A Conejo pAb
Observaciones/Alias	MBS, GUBS, M130, MYPT1, PPP1R12A
Especie	Humano
GeneID	4659
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 710-970 de PPP1R12A humano (NP_002471.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14974
Peso Proteico	115kDa
Envío	Bolsa de hielo