

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppp1R13L Para Wb, Elisa - Q8Wuf5

Número de artículo: CM0014614



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PPP1R13L humano (iASPP, inhibidor asociado a RelA), adecuado para WB y ELISA. Usos incluyen el estudio de la apoptosis, la respuesta inflamatoria dependiente de NF-kappa-B y la regulación de la transcripción de p53.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP1R13L pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RAI; RAI4; IASPP; NKIP1; PPP1R13L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10848
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 589-828 de PPP1R13L humano (NP_006654.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8WUF5
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo