

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppp1R14A (Cpi-17) Para Wb Y Elisa - Q96A00

Número de artículo: CM0016816

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a PPP1R14A/CPI-17, un inhibidor dependiente de la fosforilación de PP1 implicado en la regulación del músculo liso. Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de señalización celular y contracción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP1R14A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPI17; CPI-17; PPP1INL; PPP1R14A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	94274
ID de Gen	94274
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-147 del PPP1R14A humano (NP_150281.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96A00
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo