

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppp1R14B Para Wb, Elisa - Q96C90

Número de artículo: CM0016839

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PPP1R14B humano. Validado para WB y ELISA; reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Inhibidor de PP1 sensible a la fosforilación; ~16 kDa. Ideal para la investigación de la señalización de fosfatasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPP1R14B pAb de conejo
Observaciones/Alias	PNG; PHI-1; PLCB3N; SOM172; PPP1R14B
Especie	Humana
GeneID (humano)	26472
GeneID	26472
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 68-147 de PPP1R14B humano (NP_619634.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q96C90
Peso molecular de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo