

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppp1R15A (Gadd34) Para Wb, If/Icc, Elisa - O75807

Número de artículo: CM0022129



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-PPP1R15A (GADD34) para WB, IF/ICC, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Se dirige a la subunidad reguladora de la fosfatasa inducible por estrés involucrada en la recuperación de la traducción y la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP1R15A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GADD34; PPP1R15A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23645
GeneID	23645
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 375-674 del PPP1R15A humano (NP_055145.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75807
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa con hielo