

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppp1R3B Para Wb, Elisa - Q86Xi6

Número de artículo: CM0018198



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PPP1R3B humana (subunidad dirigida al glucógeno GL). Validado para Western blot y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de metabolismo del glucógeno y señalización de la insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP1R3B Anticuerpo pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GL; PTG; PPP1R4; PPP1R3B
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	79660
ID del Gen	79660
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de la PPP1R3B humana (NP_078883.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q86Xi6
Peso Molecular de la Proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo