

Anticuerpo Policlonico Anti-Ppp1R3C Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uqk1

Número de artículo: CM0021964



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo de alta calidad contra PPP1R3C (PTG) humano, validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de metabolismo de glucógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP1R3C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PTG, PPP1R5, PPP1R3C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5507
GeneID	5507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de PPP1R3C humano (NP_005389.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UQK1
Peso Molecular	36kDa
Envío	Bolsa de hielo