


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppp1R7 Para Wb, Elisa - Q15435

Número de artículo: CM0016111



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo contra PPP1R7 detecta niveles endógenos de la subunidad reguladora 7 de la proteína fosfatasa 1 en muestras humanas y de ratón. Validado para Western blot (WB) y ELISA, se dirige a la región de aminoácidos 281-360. Ideal para uso en investigación IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-PPP1R7
Observaciones/Alias	SDS22; PPP1R7
Especie	Humano
ID de gen	5510
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 281-360 de la PPP1R7 humana (NP_002703.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15435
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo