

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppp2R1A/Ppp2R2A/Ppp2R1B Para Wb, Elisa - P30153 / P63151 / P30154

Número de artículo: CM0022302



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PPP2R1A, PPP2R2A y PPP2R1B. Adecuado para Western blot y ELISA en humanos, ratones y ratas. Investigue la función del complejo PP2A en la señalización, la mitosis y la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5518/5520/5519
GeneID	5518/5520/5519
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-161 de PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1BPPP2R1A humana (NP_055040.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30153/P63151/P30154
Envío	Bolsa de hielo