

Anticuerpo Policlonal Anti-Ppp2R2B/Ppp2R2C Para Wb, Elisa - Q00005 / Q9Y2T4

Número de artículo: CM0021873

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PPP2R2B/PPP2R2C, las subunidades reguladoras de la proteína fosfatasa 2A. Validado para WB y ELISA; reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización celular y la apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPP2R2B/PPP2R2C pAb de conejo
Observaciones/Alias	PPP2R2B/PPP2R2C
Especie	Humano
ID génico (humano)	5521/5522
ID génico	5521/5522
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 108-220 de PPP2R2B/PPP2R2C humano (NP_858060.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q00005 / Q9Y2T4
Envío	Bolsa de hielo