

Anticuerpo Policlonal Anti-Ppp2R3B Para Wb Y Elisa - Q9Y5P8

Número de artículo: CM0028716



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la PPP2R3B humana, una subunidad reguladora de la PP2A. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a humano y ratón. Adecuado para estudiar la función y la localización nuclear de la PP2A.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP2R3B Conejo pAb
Observaciones/Alias	PR48; PR70; NYREN8; PPP2R3L; PPP2R3LY; PPP2R3B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	28227
GeneID	28227
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 356-575 de la PPP2R3B humana (NP_037371.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y5P8
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo