

Anticuerpo Policlonal Anti-Ppp3Cc Para Wb, Elisa - P48454

Número de artículo: CM0027973



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PPP3CC (calcineurina A gamma), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para investigación en señalización de calcio y fosfatasaes específicas de testículo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP3CC Conejo pAb
Observaciones/Alias	CNA3; CALNA3; PP2Bgamma; PPP3CC
Especie	Humano
ID del Gen	5533
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 373-512 de PPP3CC humano (NP_005596.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P48454
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo