

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppp3R1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P63098

Número de artículo: CM0016841



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PPP3R1 (subunidad B tipo 1 de la calcineurina) para WB, IF/ICC y ELISA. Validado para humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la señalización de la calcineurina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPP3R1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CNB; CNB1; CALNB1; PPP3R1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5534
GeneID	5534
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 11-170 de PPP3R1 humano (NP_000936.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P63098
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo