

Anticuerpo Policlonal Anti-Ppp3R2 Para Wb, Elisa - Q96Lz3

Número de artículo: CM0028562

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PPP3R2 para WB y ELISA, específico para humano, ratón y rata. Reconoce la calcineurina B tipo 2, una subunidad reguladora específica de testículo involucrada en la actividad fosfatasa dependiente de calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP3R2 pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	PPP3RL; PPP3R2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5535
GeneID	5535
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-173 de PPP3R2 humano (NP_671709.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96LZ3
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo