

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppp4C Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60510

Número de artículo: CM0013278

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PPP4C humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación de reparación del ADN, apoptosis y señalización. Inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP4C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PP4; PPX; PP-X; PP4C; PPH3; PPP4; PPP4C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5531
GeneID	5531
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-307 del PPP4C humano (NP_002711.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60510
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo