

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppp4C Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P60510

Número de artículo: CM0019922

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PPP4C (PP4/PPX) humano. Validado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Detecta una proteína de 35 kDa. Está involucrado en la reparación del ADN, la organización de los centrosomas y la señalización de TNF-alfa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PPP4C Rabbit pAb
Notas / Alias	PP4; PPX; PP-X; PP4C; PPH3; PPP4; PPP4C
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5531
ID del gen	5531
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-307 de PPP4C humano (NP_002711.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60510
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo