

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Ppp4R1 Para Wb, Ip, Elisa - Q8Tf05

Número de artículo: CM0030243

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-PPP4R1 validado para WB, IP y ELISA en muestras humanas y de ratón. Dirigido contra la subunidad reguladora 1 de la serina/treonina proteína fosfatasa 4, un regulador clave de la señalización de NF-kappa-B y la división celular. Ideal para el abastecimiento de materias primas para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP4R1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MEG1; PP4R1; PP4(Rmeg); PPP4R1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9989
GeneID	9989
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 324-647 de la PPP4R1 humana (NP_001035847.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8TF05
Peso Molecular	107kDa
Envío	Bolsa de hielo