

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppp5C Para Wb, If/Icc, Elisa - P53041

Número de artículo: CM0017136



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PPP5C humano (PP5/PPT), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata; ideal para estudiar la respuesta al daño del ADN, la apoptosis y los ritmos circadianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP5C pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PP5, PPT, PPP5, PPP5C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5536
GeneID	5536
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 del PPP5C humano (NP_006238.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53041
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo