

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ppp6C Para Wb, Elisa - 000743

Número de artículo: CM0009070

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PPP6C (subunidad catalítica de la proteína fosfatasa 6 de serina/treonina). Adecuado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación del ciclo celular y las vías de la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP6C Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PP6; PP6C; PPP6C
Especie	Humano
GeneID	5537
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00743
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo