

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ppp6R2 Para Wb Y Elisa - 075170

Número de artículo: CM0030397

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la subunidad reguladora de la fosfatasa de proteína 6 (PPP6R2/SAPS2). Validado para WB y ELISA en muestras humanas. Adecuado para estudiar la desfosforilación mediada por PP6 y la señalización de TNF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PPP6R2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PP6R2; SAPS2; SAP190; KIAA0685; PPP6R2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9701
ID del Gen	9701
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 640-959 de PPP6R2 humano (NP_001229827.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	075170
Peso Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo