

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Pqbp1 Para Wb, Elisa - O60828

Número de artículo: CM0002263



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PQBP1 humano (30 kDa), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para el estudio del empalme de pre-mRNA, la transcripción y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PQBP1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	SHS; MRX2; MRX55; MRX53; MRX58; NPW38; RENS1; PQBP1
Especie	Humano
GeneID	10084
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-265 del PQBP1 humano (NP_001027553.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O60828
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo