

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Pqbp1 Para Wb Y Elisa - O60828

Número de artículo: CM0027563



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PQBP1 humano, validado para Western blotting (WB) y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. PQBP1 es una proteína andamio intrínsecamente desordenada involucrada en el empalme de pre-ARNm, regulación de la transcripción e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PQBP1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	SHS; MRX2; MRX55; MRX53; MRX58; NPW38; RENS1; PQBP1
Especie	Humano
GeneID	10084 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-265 de PQBP1 humano (NP_005701.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60828
Peso proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo