

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Praf2 Para Wb, Elisa - O60831

Número de artículo: CM0021037

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PRAF2 humano (JM4, Yip6a), validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de apoptosis y tráfico vesicular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRAF2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	JM4; Yip6a; PRAF2
Especie	Humano
GenelD (humano)	11230
GenelD	11230
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-50 de PRAF2 humano (NP_009144.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O60831
Peso molecular	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo