

Anticuerpo Policlonal Anti-Prame Para Wb Y Elisa - P78395

Número de artículo: CM0012942

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PRAME humano (antígeno del melanoma). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de cáncer, apoptosis y ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRAME pAb de conejo
Observaciones/Alias	MAPE; OIP4; CT130; OIP-4; PRAME
Especie	Humano
ID del gen (humano)	23532
ID del gen	23532
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de PRAME humano (NP_006106.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P78395
Peso molecular de la proteína	58 kDa
Envío	Bolsa de hielo