

## Anticuerpo Policlonal Anti-Prb4 Para Wb Y Elisa - P10163

Número de artículo: CM0023955

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína 4 rica en prolina salival básica humana (PRB4, proteína o parotida). Apto para WB y ELISA con reactividad cruzada contra humano y ratón. Ideal para investigación en proteómica salival y biología oral.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PRB4 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Notas / Alias       | Po; PRB4                                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| ID de Gen (Humano)  | 5545                                                                                                                                 |
| ID de Gen           | 5545                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 178-247 de la PRB4 humana (NP_002714.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                        |
| SWISS               | P10163                                                                                                                               |
| Peso Molecular      | 31kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |