

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prb4 Para Wb, Elisa - P10163

Número de artículo: CM0023910

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína básica salival rica en prolina 4 humana (PRB4), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de proteínas salivales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRB4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	Po; PRB4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5545
ID de Gen	5545
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 178-247 del PRB4 humano (NP_002714.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P10163
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo