

Anticuerpo Policloonal Anti-Prc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43663

Número de artículo: CM0028441



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PRC1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce a PRC1 en humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de citocinesis, división celular e investigación de cáncer de vejiga. PM ~72 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRC1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ASE1; PRC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9055
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 351-620 de la PRC1 humana (NP_003972.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43663
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo