

Anticuerpo Policlonal Anti-Prcc Para Wb Y Elisa - Q92733

Número de artículo: CM0021119

Introducción

Anticuerpo policlonal anti-PRCC validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con la proteína PRCC humana (UniProt Q92733). Ideal para estudiar la regulación del ciclo celular y el carcinoma papilar de células renales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra el carcinoma papilar de células renales
Observaciones/Sinónimo	TPRC; RCCP1; carcinoma papilar de células renales
Especie	Humana
GeneID (humano)	5546
GeneID	5546
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 240-491 del carcinoma papilar de células renales humano (NP_005964.3)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q92733
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo