

Anticuerpo Policlonal Anti-Prdm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75626

Número de artículo: CM0023248



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PRDM1 (BLIMP-1), validado para western blot, inmunofluorescencia/ICC y ELISA. Detecta PRDM1 humano y de ratón; ideal para estudiar la regulación transcripcional en la diferenciación de células inmunes y la biología de los linfocitos residentes en tejidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRDM1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BLIMP1; PRDI-BF1; PRDM1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	639
ID de Gen	639
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 70-210 de PRDM1 humano (NP_001189.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75626
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo