

Anticuerpo Policlonal Anti-Prdm11 Para Wb, Elisa - Q9Nqv5

Número de artículo: CM0029495



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PRDM11 humano (PFM8), validado para Western blotting y ELISA. Muestra reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar la regulación de la transcripción. UniProt: Q9NQV5.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo para PRDM11
Observaciones/Alias	PFM8; PRDM11
Especie	Humano
ID del Gen	56981
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q9NQV5
Peso Proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo