

Anticuerpo Policlonal Anti-Prdm12 Para Wb, Elisa - Q9H4Q4

Número de artículo: CM0019949



Introducción

PRDM12 Conejo pAb es un anticuerpo policlonal para WB y ELISA, que detecta PRDM12 humano y de ratón. Esencial para la investigación del desarrollo de neuronas nociceptivas y estudios de vías del dolor.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	PRDM12 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PFM9; HSN8; PRDM12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	59335
GeneID	59335
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-330 de PRDM12 humano (NP_067632.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H4Q4
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo