

Anticuerpo Policlonal Anti-Prdm14 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzv8

Número de artículo: CM0014734

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PRDM14 humano, adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta PRDM14 de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre pluripotencia de células madre y desarrollo de células germinales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRDM14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PFM11; PRDM14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	63978
GeneID	63978
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de PRDM14 humano (NP_078780.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9GZV8
Peso Molecular	64kDa
Envío	Bolsa de hielo