


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Prdm2 Para Wb Y Elisa - Q13029

Número de artículo: CM0013750



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PRDM2 (RIZ1/KMT8) humano, validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para aplicaciones de investigación epigenética y del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PRDM2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RIZ; KMT8; RIZ1; RIZ2; KMT8A; MTB-ZF; HUMHOXY1; PRDM2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7799
GeneID	7799
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-176 del PRDM2 humano (NP_036363.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13029
Peso molecular de la proteína	189kDa
Envío	Bolsa de hielo