

Anticuerpo Policlonal Anti-Prdm6 Para Wb, Elisa - Q9Nqx0

Número de artículo: CM0029688

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-PRDM6 validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la función de PRDM6 en la diferenciación del músculo liso y la regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRDM6 Conejo pAb
Observaciones/Alíase	PDA3; KMT8C; PRISM; PRDM6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	93166
GeneID	93166
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 376-595 del PRDM6 humano (NP_001129711.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQX0
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo