

Anticuerpo Policlonal Anti-Prdm7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqw5

Número de artículo: CM0027460

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PRDM7 humano (PFM4/ZNF910), generado contra proteína recombinante (aa 210-310). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Herramienta de investigación epigenética para estudiar la actividad de histona metiltransferasa y la remodelación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PRDM7 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PFM4; ZNF910; PRDM7
Especie	Humano
GeneID (humano)	11105
GeneID	11105
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-310 de PRDM7 humano (NP_001091643.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9NQW5
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo