


Anticuerpo Policlon Anti-Prdm9 Para If-P, Elisa - Q96Eq9

Número de artículo: CM0024664



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra Prdm9 de ratón, validado para IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata; detecta PRDM9, una histona metiltransferasa crítica para la recombinación meiótica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Prdm9 Rabbit pAb
Notas / Alias	Rcr1; Dsbc1; repro7; Meisetz; PRDM9-B; G1-419-29; Prdm9
Especie	Ratón
GeneID	213389
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 87-370 de Prdm9 de ratón (NP_659058.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96EQ9
Peso de la Proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo